

**Vežba 3.2.****SPEKTROFOTOMETRIJSKA KVANTITATIVNA ANALIZA DVOKOMPONENTNE SMEŠE****Kraće teorijske osnove i zadatak vežbe**

Apsorbancija je aditivna veličina. Apsorbancija rastvora većeg broja komponenata, koje međusobno ne reaguju, jednaka je sumi apsorbancija pojedinačnih komponenata rastvora na određenoj talasnoj dužini:

$$A_{\lambda} = A_{1\lambda} + A_{2\lambda} + A_{3\lambda} + \dots \quad (3.1.)$$

Određivanje nepoznate koncentracije rastvora sa  $n$  komponenata podrazumeva izvođenje  $n$  nezavisnih merenja vrednosti apsorbancija na  $n$  različitim talasnih dužina. Primena osobine aditivnosti apsorbancije u analizi višekomponentnih rastvora uslovljena je spektrohemijskim osobinama ispitivanih komponenata sistema. Ukoliko se analizira dvokomponentni sistem postoji nekoliko mogućnosti koje se mogu javiti u praktičnom radu:

- i) da se apsorpcioni spektri ispitivanih komponenata ne preklapaju što omogućava analizu komponenata nezavisno jedne od druge,
  - ii) da se apsorpcioni spektri ispitivanih komponenata preklapaju bez prisustva slobodnih traka.
- Analiza takve smeše zasniva se na aditivnosti apsorbancije pojedinačnih komponenata:

$$A_{\lambda} = A_{1\lambda} + A_{2\lambda} \quad (3.2.)$$

$A_{1\lambda}$  i  $A_{2\lambda}$  – vrednosti apsorbancije pojedinačnih komponenata u smeši na talasnoj dužini  $\lambda$ .

Postupak određivanja nepoznatih koncentracija u ovom slučaju podrazumeva prvo merenje apsorbancija rastvora čistih komponenata pojedinačno a potom merenja nekoliko rastvora smeša poznatih koncentracija na dve talasne dužine na kojima jedna od komponenta ima najmanju a druga, po mogućnosti, najveću vrednost apsorbancije.

Zadatak vežbe je provera osobine aditivnosti apsorbancije rastvora dvokomponentne smeše i određivanje nepoznatih koncentracija komponenata u rastvoru. U ovom zadatku ispitivanja iziskuju pogodan izbor apsorpcionih maksimuma komponenata smeše sa što manjim uzastopnim preklapanjem apsorpcionih traka.

**Instrumenti**

Registrujući ULj-VID spektrofotometar, kvarcene ili staklene kivete dužine optičkog puta  $d = 10$  mm.

**Hemikalije**

Kobalt nitrat,  $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$ , hrom nitrat,  $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$ .

**Postupak**

- a) Napraviti osnovne vodene rastvore  $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$  ( $c = 2 \times 10^{-1}$  mol  $\text{dm}^{-3}$ ) i  $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$  ( $c = 5 \times 10^{-1}$  mol  $\text{dm}^{-3}$ ).
- b) Od osnovnog rastvora  $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$  napraviti sledeća razblaženja:  $c = 4 \times 10^{-2}$  mol  $\text{dm}^{-3}$ ;  $c = 8 \times 10^{-2}$  mol  $\text{dm}^{-3}$  i  $c = 2 \times 10^{-3}$  mol  $\text{dm}^{-3}$ .
- c) Od osnovnog rastvora  $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$  napraviti sledeća razblaženja:  $c = 1,5 \times 10^{-2}$  mol  $\text{dm}^{-3}$ ,  $c = 2,5 \times 10^{-2}$  mol  $\text{dm}^{-3}$ ;  $c = 3,5 \times 10^{-2}$  mol  $\text{dm}^{-3}$  i  $c = 4,5 \times 10^{-2}$  mol  $\text{dm}^{-3}$ .

d) Snimiti apsorpcione spektre rastvora pod b) i c) u oblasti od 350-800 nm. Spektre prikazati uporedo.

e) Pripremiti smeš rastvora kobalta i hroma u zapreminskom odnosu 1:1 (5 ml : 5 ml) i snimiti spektar smeše u oblasti 350-800 nm (rastvor pravi asistent).

### **Prikaz rezultata merenja i diskusija**

1. Za spektre rastvora pod b) i c) nacrtati analitičku pravu,  $A = f(c)$ .
2. Sa analitičke prave odrediti koncentracije kobalta i hroma u rastvorima pripremljenim pod e).
3. Tabelarno prikazati dobijene rezultate. U kolone tabele uneti sledeće parameter: naziv elementa, talasnu dužinu apsorpcionog maksimuma, vrednost apsorbancije na  $\lambda_{\max}$  i molerni apsorpcioni koeficijent ( $\text{dm}^2 \text{mol}^{-1}$ ).
4. Izračunati nepoznate koncentracije kobalta i hroma računski (na osnovu aditivnosti apsorbancije) i uporediti ih sa eksperimentalno određenim vrednostima nepoznatih koncentracija u rastvoru pod e).
5. Prokomentarisati dobijene rezultate i objasniti eventualne razlike, ukoliko ih ima.

## I Z V E Š T A J

**Apsorpcioni spektri kobalt nitrata i hrom nitrata i njihove smeše**

**Analitička prava za sistem kobalt nitrat-hrom nitrat**

**Tabela 3.4. Tabelarni prikaz talasne dužine apsorpcionog maksimuma, apsorbancije i molarnog apsorpcionog koeficijenta kobalat, hroma i njihove smeše**

Element	$\lambda_{\max}$ (nm)	$c \times 10^{-2}$ (mol dm <sup>-3</sup> )	$A_{\lambda_{\max}}$	a (dm <sup>2</sup> mol <sup>-1</sup> )	$c_x$ (mol dm <sup>-3</sup> )
Co	530	4			
		8			
		0,2			
Cr	420	1,5			
		2,5			
		3,5			
		4,5			
Cr	590	1,5			
		2,5			
		3,5			
		4,5			

**Metoda aditivnosti apsorbancije:**

**Diskusija**